

Nithya Body Cream

COMPOSITION

The medical device Nithya Body Cream contains type I collagen and elastin.

DESCRIPTION

Collagen, together with elastin, helps to provide the necessary support structure to the dermis, moisturizing it and counteracting the relaxation processes, giving tone and elasticity to the skin.

INDICATIONS OF USE

The collagen and elastin cream is indicated for the firming and hydration of all skin types. It is suitable after cosmetic surgery treatments, such as liposuction, abdominoplasty or body sculpture, after complete healing of the skin.

Nithya Body Cream is the perfect solution to our daily agents:

- Barrier fortification: restore & strengthen skin's barrier integrity;
- Anti-dehidratation: improve moisture;
- Dryness reduction: visibly reduce skin dryness aspect;
- Skin relief: soothes skin erythema.

INSTRUCTIONS FOR USE

Apply the product morning and evening, promoting absorption with a gentle massage. For external use only.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

Do not use on damaged skin. Do not use on patients with certain individual hypersensitivity to the components of the product. During pregnancy it is recommended to use the product under the supervision

of a doctor. Topical use of tetracycline in combination with Nithya Body Cream should be avoided. Do not use the product with soaps / detergents, disinfectants containing quaternary ammonium salts, silver and other heavy metals, as they could reduce the action.

Avoid contact with eyes and mucous membranes. In case of accidental ingestion or inhalation, seek medical advice immediately. Close the container after each application. Do not use if the package is damaged. Do not use after the expiry date shown on the package. The expiry date refers to an intact and correctly stored package. After use, dispose of the product in accordance to the current national legislation.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CONTRAINDICATIONS / SIDE EFFECTS

No side effects or sensitizations are known or reported.

STORAGE CONDITIONS AND TRANSPORT

To store the product in a dry place away from intense heat.

PACKAGE

Each pack of Nithya Body Cream contains the medical device in a 100 mL tube and instructions for use.

MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR

Euroresearch S.r.l. - Via Larga, 15 - 20122 Milano - Italy
Tel. +39 02 8055660

Nithya Body Cream

COMPOSIZIONE

Il dispositivo medico Nithya Body Cream contiene collagene eterologo di tipo I ed elastina.

DESCRIZIONE

Il collagene, insieme all'elastina, contribuisce a fornire la necessaria struttura di sostegno al derma, idratandolo e contrastando i processi di rilassamento, conferendo tono ed elasticità alla cute.

INDICAZIONI D'USO

La crema fluida di collagene ed elastina è indicata per il rassodamento e l'idratazione di tutti i tipi di pelle. È adatta dopo trattamenti di chirurgia estetica, quali interventi di liposuzione, addomino-plastica o body-sculpture, successivamente alla completa guarigione della cute. Nithya Crema Corpo è la soluzione perfetta per gli agenti quotidiani dannosi per la pelle:

- Barriera protettiva: ripara e rafforza l'integrità della pelle;
- Effetto anti disidratazione: aumenta l'idratazione;
- Diminuisce visibilmente la secchezza cutanea;
- Sollievo per la pelle: lenisce l'eritema cutaneo.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare il prodotto mattina e sera, favorendone l'assorbimento con un leggero massaggio. Solo per uso esterno

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Non usare su cute lesa. Non utilizzare su pazienti con accertata ipersensibilità individuale verso i componenti del prodotto. Durante la

gravidanza si raccomanda di utilizzare il prodotto sotto la supervisione di un medico. L'uso topico di tetraciclina in associazione a Nithya Body Cream deve essere evitato. Non utilizzare il prodotto con saponi/detergenti, disinfettanti contenenti sali di ammonio quaternario, argento e altri metalli quaternario, argento e altri metalli pesanti, poiché potrebbero ridurre l'azione. Se necessario rivolgersi al medico o al farmacista per sapere quali prodotti utilizzare. Evitare il contatto con gli occhi e le mucose. In caso di ingestione o inalazione accidentale, rivolgersi immediatamente a un medico. Chiudere il contenitore dopo ogni applicazione. Non utilizzare se la confezione è danneggiata. Non utilizzare dopo la data di scadenza riportata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce ad una confezione integra e correttamente conservata. Dopo l'uso, smaltire il prodotto in conformità alla normativa nazionale vigente.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

CONTROINDICAZIONI / EFFETTI COLLATERALI

Non sono noti o riportati effetti collaterali o sensibilizzazioni.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO E TRASPORTO

Conservare il prodotto in un luogo asciutto, lontano da fonti intense di calore.

PRESENTAZIONE

Il prodotto si presenta in forma di crema fluida, in un contenitore di plastica da 100 mL, confezionata in astuccio con il foglietto illustrativo.

FABBRICANTE e DISTRIBUTORE

Euroresearch S.r.l. - Via Larga, 15 - 20122 Milano - Italy
Tel. +39 02 8055660